



Общество с ограниченной ответственностью

Адрес: 603016, г. Нижний Новгород, ул. Ю. Фучика, д. 8, оф. 9
тел.: (831) 259-89-07, 259-89-06, 463-77-26, 259-60-42 **тел./факс:** (831) 257-61-17, 257-61-18
E-mail: dimed06@mail.ru **Сайт:** www.dimed-nn.ru

Прайс-лист на носовую тампонаду MEROCEL & HEMOX производства Medtronic, США.

№.№	Наименование	Код	Буква	Цена руб./упак	К-во, шт. в упак.
1	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА HEMOX BARON, 10 шт./упак.	450407	A	6 106,00	10 шт.
2	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА SLIM PROFILE HEMOX BARON, 10 шт./упак.	450531	B	5 860,00	10 шт.
3	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА по KENNEDY SINUS PAK, 12 мм, 10 шт./упак.	450422	C	3 810,00	10 шт.
4	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА SLIM PROFILE HEMOX KENNEDY, 10 шт./упак.	450426	D	6 849,00	10 шт.
5	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА ULTRA SLIM HEMOX KENNEDY, 10 шт./упак.	450530	E	6 685,00	10 шт.
6	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА SLIM PROFILE HEMOX TOFFEL, 10 шт./упак.	450428	F	7 840,00	10 шт.
7	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА С ВОЗДУШНЫМ КАНАЛОМ HEMOX DOYLE, 10 шт./упак.	450411	G	5 860,00	10 шт.
8	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА NASAL DRESSING HEMOX DOYLE, 10 шт./упак.	450413	H	3 630,00	10 шт.
9	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА NASAL DRESSING HEMOX DOYLE, 10 шт./упак.	450424	I	4 800,00	10 шт.
10	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА EPISTAXIS PACKING HEMOX ROPE, 10 шт./упак.	450406	J	5 695,00	10 шт.
11	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА EPISTAXIS PACKING HEMOX WEIME, 10 шт./упак.	450421	K	4 373,00	10 шт.
12	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА STAXI-STAT W/STRING HEMOX, 10 шт./упак.	450416	L	1 870,00	10 шт.
13	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА С ВОЗДУШНЫМ КАНАЛОМ, 8 см, HEMOX, 10 шт./упак.	450410	M	5 120,00	10 шт.
	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА С ВОЗДУШНЫМ КАНАЛОМ, 8 см, HEMOX, 20 шт./упак. (Без нити для удаления)	400410	M 1	5 120,00	20 шт.
14	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА NASAL DRESSING, 8 см, HEMOX, 10 шт./упак.	450402	N	4 210,00	10 шт.
15	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА NASAL DRESSING, 8 см, HEMOX, 20 шт./упак. (Без нити для удаления)	400402	N 1	5 120,00	20 шт.
15	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА NASAL DRESSING, 4.5 см, HEMOX, 10 шт./упак.	450400	O	3 055,00	10 шт.
16	САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ НОСОВАЯ ВКЛАДКА С ВОЗДУШНЫМ КАНАЛОМ, 4.5 см, HEMOX, 10 шт./упак.	450409	P	5 120,00	10 шт.

УШНАЯ ТАМПОНАДА

1	ТАМПОН УШНОЙ EAR WICK, 12 X 15 мм, НЕМОХ SCHINDLER 10 шт./упак.	450355	Q	4 540,00	10 шт.
2	ТАМПОН УШНОЙ EAR WICK, 9 X 13 мм, НЕМОХ SCHINDLER 10 шт./упак.	450356	R	3 385,00	10 шт.
3	ТАМПОН УШНОЙ EAR WICK, 24 мм, НЕМОХ РОРЕ 10 шт./упак.	450146	S	1 750,00	10 шт.
4	ТАМПОН УШНОЙ EAR WICK, 15 мм, НЕМОХ РОРЕ 50 шт./упак.	450141	T	5 200,00	50 шт.

Познакомьтесь с достоинствами Merocel™ hemoX™


Merocel® hemoX™ с микродисперсной оксицеллюлозой хороший абсорбирующий материал. Впитывая жидкость, тампон уменьшает отечность прилежащих тканей, мягко их сдавливает уменьшая кровоточивость, абсорбирует кровь и жидкость.

Губка Merocel равномерно импрегнирована микродисперсной оксицеллюлозой, поэтому поверхность тампона равномерно увлажнена и легко скользит, что позволяет легко его извлечь, не травмируя окружающие ткани. Исследования показали отличное впитывание жидкости и более легкое удаление тампона, снижение частоты повторных кровотечений по сравнению с другими тампонами Merocel. Высокую эффективность оксицеллюлозы при носовых кровотечениях.

Для атравматичного бескровного удаления тампон необходимо намочить. Достаточно 10 мл физраствора или воды. После размягчения, тампон может быть аккуратно извлечен с помощью пинцета.


Так же имеются назальные шины, применяемые для фиксации спинки носа, вместо гипса. Представляют собой алюминиевую пластину в виде трапеции. Внутренняя сторона шины имеет мягкий липкий слой для фиксации спинки носа. Наружная сторона окрашена в телесный цвет. Моделирование производится по месту, т.е. непосредственно по пациенту.

НОВИНКА!!! Термопластичные шины для фиксации спинки носа. Шина с внутренней стороны имеет липкий слой, а с наружной - перфорированный термопластик. Перед применением термопластичная шина, на несколько секунд помещается в воду, нагретую до температуры 65-70 °С, что придает ей пластичность. После этого проводят моделирование по пациенту. При помощи липкого слоя фиксируется на носу пациента. Шина принимает первоначальную жесткость за 1-2 минуты.




№№	Наименование изделия	А x В x Н, мм.	Кат. №	Цена, руб./упак.
1	НАРУЖНАЯ НАЗАЛЬНАЯ ШИНА малая, упак. 25 шт.	57x35x32	1528110	6 930,00
2	НАРУЖНАЯ НАЗАЛЬНАЯ ШИНА средняя, упак. 25 шт.	60x35x40	1528120	7 670,00
3	НАРУЖНАЯ НАЗАЛЬНАЯ ШИНА большая, упак. 25 шт.	64x37x48	1528137	7 260,00
4	Термопластичная назальная шина малая, упак. 10 шт.	57x35x32	1529000	7 260,00
5	Термопластичная назальная шина средняя, упак. 10 шт.	60x35x40	1529010	7 260,00
6	Термопластичная назальная шина большая, упак. 10 шт.	64x37x48	1529020	7 260,00

MEROCEL & HEMOX **тампоны для отоларингологии**



**Новый продукт с клинически доказанным
гемостатическим эффектом**



Послеоперационные носовые тампоны

Merocel® hemoX® изготовлен из спрессованной микропористой Merocel губки с оксицеллюлозой и клинически проверенным гемостатическим компонентом. При использовании тампона внешняя поверхность губки максимально увлажняется, что обеспечивает щадящее действие на ткани при удалении тампона и предотвращение кровотечения за счет снижения адгезии к слизистой.

– Доклинические лабораторные испытания показали, что для удаления губки Merocel из носовых ходов требуется на 30% меньше физических усилий по сравнению с носовыми тампонами из других материалов.

– Стирающее действие предотвращает смещение средней носовой раковины и образование спаек.

– Впитывает жидкости в 20 раз больше собственного веса

– Три разных размера тампонов позволяют приспособиться к любой анатомии носа

A.450407 Носовой тампон Baron Sinus Pak

2.5 см длина x 1.2 см ширина x 2 см высота

Нить для удаления, 10 шт./кор.

B.450531 Носовой тампон Baron Ultra-Slim Sinus Pak

2.5 см длина x 0.6 см ширина x 2.0 см высота

Нить для удаления, 10 шт./кор.

C.450422 Носовой тампон Kennedy Sinus Pak

3.5 см x 1.2 см x 1.2см

Нить для удаления, 10 шт./кор.

D.450426 Носовой тампон Kennedy Slim-Profile Sinus Pak

3.5 см длина x 0.9 см ширина x 1.2 см высота

Нить для удаления, 10 шт./кор.

E.450530 Носовой тампон Kennedy Ultra-Slim Sinus Pak

3.5 см длина x 0.6 см ширина x 1.2 см высота

Нить для удаления, 10 шт./кор.

F.450428 Носовой тампон Toffel Slim Profile Sinus Pak

4.5 см длина x 0.9 см ширина x 2.0 см высота

Нить для удаления, 10 шт./кор.

Носовая тампонада по Doyle

Носовая тампонада Merocel hemoX изготавливается разных форм и размеров, с нитью для извлечения, а так же с трубкой для дыхания или без неё.

– Идеальна для использования при септопластике, ринопластике, конхотомии, других интраназальных процедурах

G.450411 Носовой тампон Doyle Nasal Dressing with Airway

7.7 см длина x 1.5 см ширина x 3.3 см высота

Нить для удаления, 10 шт./кор.

H.450413 Носовой тампон Slimline Doyle Nasal Dressing

7.7 см длина x 1 см ширина x 3.3 см высота

Нить для удаления, 10 шт./кор.

I.450424 Носовой тампон Doyle Nasal Dressing

7.7 см длина x 1.5 см ширина x 3.3 см высота

Нить для удаления, 10 шт./кор.



Преимущества Merocel™ HemoX™

Merocel® HemoX™ с микродисперсной оксицеллюлозой обладает абсорбирующими и гемостатическими свойствами. Впитывая жидкость, тампон уменьшает отечность прилежащих тканей, мягко их сдавливает уменьшая кровоточивость, абсорбирует кровь и жидкость.

Губка Merocel равномерно импрегнирована микродисперсной оксицеллюлозой, поэтому поверхность тампона равномерно увлажнена и легко скользит, что позволяет легко его извлечь, не травмируя окружающие ткани. Исследования показали отличное впитывание жидкости, более легкое удаление тампона, снижение частоты повторных кровотечений по сравнению с другими тампонами Merocel, высокую эффективность оксицеллюлозы при носовых кровотечениях.

Для атравматичного бескровного удаления тампон необходимо намочить, физ/раствором или водой. После размягчения, тампон может быть аккуратно извлечен с помощью пинцета.

Merocel® hemoX™ с оксицеллюлозой

Гладкая поверхность

Легко извлекается

100% гомогенный материал


Сила извлечения тампона в фунтах

Тампон	Сила извлечения (фунты)
Merocel	0.9
Merocel hemoX	0.63

Для удаления губки Merocel hemoX из носовых ходов требуется на 30% меньше физических усилий по сравнению с носовыми тампонами из других материалов.

- Доступен в двух формах, в зависимости от области применения.
- Хорошо абсорбирует и быстро впитывает влагу, обладает высокой прочностью, мягкий и комфортный для пациента.
- Тампоны не разламываются, не крошатся и не оставляют своих частиц в ране.

**ВАШИ ПАЦИЕНТЫ БУДУТ ВАМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАМПОНОВ
MEROCEL™ HemoX**



Гемостатические носовые тампоны

Merocel® hemoX® гемостатические тампоны производятся из мягкой, крупнопористой Merocel губки с оксицеллюлозой. Это способствует максимальной абсорбции и впитыванию жидкости, уменьшению боли и снижению частоты повторных кровотечений после удаления тампона.

– Быстрый, эффективный метод остановки носового кровотечения.

– Тампон вводится быстро и аккуратно, деликатное сдавливание тканей уменьшает кровотечение, агрегация клеток крови на поверхности тампона способствует более быстрому образованию тромба.

J. 450406 Носовой тампон Pope Epistaxis Packing

10 см длина x 1.5 см ширина x 2.5 см высота
Нить для извлечения, 10шт./кор

K. 450421 носовой тампон Weimert Epistaxis Packing

5.5 см длина x 1.5 см ширина x 2.5 см высота
Нить для извлечения, 10шт./кор

L. 450416 Носовой тампон Staxi-Stat® EpistaxisPacking

Нить для извлечения, 10шт./кор.

Носовая тампонада

Merocel hemoX губка выпускается различной формы и размеров. Тампон может изготавливаться с дыхательной трубкой или без неё.

– Атравматичное удаление

– Идеальна для использования после септопластики, ринопластики, резекции хоаны и других интраназальных процедур.

M. 450410 Носовой тампон Standard Nasal Dressing with Airway

8 см длина x 1.5 см ширина x 2 см высота.
Нить для извлечения, 10шт./кор.

M2. 400410-Носовой тампон Standart Nasal Dressing with Airway.

8.0 см. длина, 1,5 см. ширина, 2.0 см. высота.

Без нити для извлечения, с трубкой для дыхания 20 шт. в упаковке.

N. 450402 Носовой тампон Standard Nasal Dressing

8 см длина x 1.5 см ширина x 2 см высота.
Нить для извлечения, 10шт./кор.

N2.400402-Носовой тампон Standart Nasal Dressing.

8.0 см. длина, 1,5 см. ширина, 2.0 см. высота.


Без нити для извлечения. 20 шт. в упаковке.

O. 450400 Носовой тампон Standard Nasal Dressing

4.5 см длина x 1.5 см ширина x 2 см высота.
Нить для извлечения, 10шт./кор.

P. 450409 Носовой тампон Standard Nasal Dressing with Airway

4.5 см длина x 1.5 см ширина x 2 см высота.
Нить для извлечения, 10шт./кор.



Ушные тампоны и Вкладыши

Ушные тампоны разработаны для лечения наружных отитов otitis externa (ухо пловца).

– Мягкая абсорбирующая губка расширяется, обеспечивая комфорт, и сохраняет антибиотики в наружном слуховом проходе.

Ушные тампоны изготовлены из плотной, микропористой Merocel® губки из оксицеллюлозы. Это помогает снизить риск врастания тканей, сохраняет наружный слуховой проход открытым и удерживает на месте лоскут при операциях на среднем ухе.

Q. 450355 Ушной тампон Schindler Ear Packing

15 mm длина x 12 mm диаметр

Нить для удаления, 10 шт./кор.

R. 450356 Ушной тампон Schindler Ear Packing

13 mm длина x 9 mm диаметр

Нить для удаления, 10 шт./кор.

S. 450146 Ушной тампон Pope Ear Wick

24 mm длина x 9 mm диаметр, 10 шт./кор.

T. 450141 Ушной тампон Pope Ear Wick

15 mm длина x 9 mm диаметр, 50 шт./кор.

Удобная маркировка

Форма и размеры тампонов Merocel® НемоХ соответствуют размерам и формам стандартных тампонов.

Каталожный номер стандартного тампона Merocel® расположен напротив.

Передняя тампонада носа по Веймарту.

ВВЕДЕНИЕ ТАМПОНА:

ВНИМАНИЕ!!! НЕ МОЧИТЕ ТАМПОН ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ.

Нанесите на тампон небольшое количество мази или геля с антибиотиком (это требуется только для лучшего скольжения), возьмите тампон за конец с фиксированной нитью пинцетом или пальцами. Аккуратно и быстро введите тампон через носовой ход в полость. Если тампон не расправился в течение 30 секунд, смочите его физраствором или водой до 10 мл (удобнее всего использовать для этого шприц). Зафиксируйте нить на коже около носа, лишние кончики отрежьте.

УДАЛЕНИЕ ТАМПОНА:

Для аккуратного удаления тампона смочите его физраствором или водой до 10-15 мл. Дождитесь, когда тампон размякнет (около 10-20 сек.), захватите тампон пинцетом и аккуратно извлеките его.


**ВАШИ ПАЦИЕНТЫ БУДУТ ВАМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАМПОНОВ
MEROCEL™ НемоХ**

Ринологические выкусыватели с отсосом
производства RZ Medizintechnik GmbH, Germany.

Unter Hasßen 20 · D-78532 Tuttlingen
Phone: +49 (0)7462/9470-0
Fax: +49 (0)7462/9470-50
e-mail: sales@rz-medizintechnik.com
http://www.rz-medizintechnik.com



ENT
FESS Suction
Punches and
Forceps



02/11

ENT FESS SUCTION PUNCHES AND FORCEPS

For many years RZ Medizintechnik GmbH offers a wide range of special ENT instruments. Today RZ Medizintechnik GmbH presents the latest products in ENT surgery - FESS Suction Punches and Suction Forceps.

RZ FESS Suction Punches and Suction Forceps feature an integrated suction channel with 3 major benefits for the surgeons:

1. Tissue will be retracted inside the jaws for safe and precise cutting.
2. Tissue parts will be automatically aspirated for continuous working without instrument removal.
3. Blood and other fluids can be easily aspirated for a clear view during surgery.



ADULT SIZE

- | 252-015-500
Ostrom Suction Punch, straight, upside backward cutting,
100mm working length, \varnothing 5mm, 2.5mm bite
- | 252-015-510
Left side backward cutting
- | 252-015-520
Right side backward cutting
- | 252-015-600
Upturned shaft, upside backward cutting



Backward
cutting



Integrated
suction channel




Upturned
shaft

PEDIATRIC SIZE

- | 252-015-300
Ostrom Suction Punch, straight, upside backward cutting,
100mm working length, \varnothing 4mm, 2.0mm bite
- | 252-015-310
Left side backward cutting
- | 252-015-320
Right side backward cutting
- | 252-015-400
Upturned shaft, upside backward cutting






| 252-502-100
Thru-cutting Biopsy Forceps with suction, 2mm bite,
straight, 100mm working length



Thru-cutting



Integrated
suction channel



| 252-502-145
Thru-cutting Biopsy Forceps with suction, 2mm bite,
45° upcurved, 100mm working length


| 252-503-145
Shaft 15° upcurved



Upcurved

I 252-504-100

Thru-cutting Biopsy Suction Punch, frontal suction channel,
detachable, 100mm working length, 2.5mm bite




Frontal
suction channel




Detachable


I 252-505-100

Thru-cutting Biopsy Suction Punch, frontal suction channel,
45° upcurved, detachable, 100mm working length, 2.5mm bite



Detachable for easy
and efficient cleaning





| 252-010-035

Takahashi Suction Forceps for biopsy and grasping,
straight, 100mm working length, \varnothing 4mm, size 1, 3.5mm

| 252-010-025

Size 2, 2.5mm

| 252-011-035

45° upcurved, Size 1, 3.5mm

| 252-011-025


45° upcurved, Size 2, 2.5mm



Takahashi
jaw



Integrated
suction channel





| 252-021-100
Blakesley Suction Forceps, straight,
100mm working length, \varnothing 4mm, size 1, 2.5mm

| 252-022-100
Size 2, 3.5mm


| 252-023-100
Size 3, 4.0mm



Blakesley
jaw



Integrated
suction channel



| 252-121-100
Blakesley Suction Forceps, 45° upcurved,
100mm working length, \varnothing 4mm, size 1, 2.5mm

| 252-122-100
Size 2, 3.5mm

| 252-123-100
Size 3, 4.0mm